

## 医用治療機器学実習（前期）

担当：小林 第3回 実習準備資料（暫定版 Rev 0.9）

### 【テーマ】

ペースメーカーの動作観測

### 【目的】

ペースメーカーの動作や適用等を、実習を通して理解する。

### 【使用機材】

日本光電：体外式心臓ペースメーカー VVI型 EDP 20/B

オシロスコープ：EZ DS-1250C

日本光電：ECG チェッカ AX-301D

その他、配線材

### 【予習項目】

教科書や取扱説明書の記述を参考に、以下の内容を事前に調査する。

- (1) 取扱説明書を読んで、ペースメーカーを扱う際に注意すべき点を列挙せよ。
- (2) 心臓ペースメーカーの適応を調べよ。
- (3) 放電波形を観測するために構成する回路を調査せよ。
- (4) VVI モードで、「抑制」はどのように動作するのかを調べ、「抑制」モードの動作観測の方法を考えよ。
- (5) 機器の出力波形を調べた際に、どの部分の数字がどのようになっているか、「正常」と言えるのか、事前に「正常」と判定される数値を調べよ。

### 【実習】

- (1) 事前に準備した回路図をもとに測定回路を構成し、ペーシングパルスを観測する。
- (2) 出力パルスの大きさやパルス幅など波形を計測し、正常か判断する。
- (3) 保守管理を実際に行う。
  - ・ ペースメーカーの電池電圧（電池抵抗）
  - ・ リード線の確認（リード抵抗値）

### 【報告】

- (1) 上記の実習を通じて、ペースメーカーの点検結果をまとめよ。
- (2) ECG チェッカから出力された「ペーシングされた心電図」をモニターで観察し、（シミュレーションながら）心房ペーシングと心室ペーシングについて、その「目的」の違い、「動作」の違いなどを考察し、報告せよ。

以上